

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd301 (Mgl1/2) Para Citometria De Fluxo - P49300 / Q8Jzn1

Número do item: CM0011628

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD301 (MGL1/2) de camundongo. Específico para citometria de fluxo, reage com amostras de camundongo. Reconhece lectinas do tipo galactose de macrófagos, útil para estudos de imunologia e infecção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD301 (MGL1/2) mAb
Observações/Apelido	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10462/54551
GeneID	17312/216864
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 57-304 do CD301a de camundongo (NP_034926.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso Proteico	34kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo