

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd301 (Mgl1/2) Para Citometria De Fluxo - P49300 / Q8Jzn1

Número do item: CM0010078

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD301 (MGL1/2) conjugado com para citometria de fluxo. Detecta CD301a e CD301b de camundongo, lectinas específicas de galactose/N-acetilgalactosamina em macrófagos ativados, envolvidas em respostas imunes. Validado em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD301 (MGL1/2)
Observações/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10462/54551
GeneID	17312/216864
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 57-304 do CD301a de camundongo (NP_034926.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso da Proteína	34kDa/38kDa
Envio	Bolsa de gelo