


Coelho Anti-Mouse Cd317/Bst2 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q8R2Q8

Número do item: CM0004805



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD313/BST2 conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece o fator de restrição antiviral induzido por IFN, BST2, expresso em células dendríticas plasmocitoides para estudar a imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD317/BST2 mAb
Observações/Apelido	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015110Rik
Espécie	Mouse
ID do Gene (Humano)	684
ID do Gene	69550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-152 do CD317/BST2 de mouse (NP_932763.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	Q8R2Q8
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Saco de gelo