


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd317/Bst2 Para Citometria De Fluxo - Q8R2Q8

Número do item: CM0010536



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD317/BST2 de camundongo (GREG, HM1.24), validado para citometria de fluxo. Reconhece um antígeno estromal da medula óssea de 19kDa envolvido na restrição antiviral. Adequado para pesquisas de imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD317/BST2 mAb
Observações/Apelês	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	684
GeneID	
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-152 do CD317/BST2 de camundongo (NP_932763.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8R2Q8
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo