

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd34 De Camundongo - Q64314

Número do item: CM0010351

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD34 de camundongo para IF/ICC e FC. Tem como alvo o antígeno CD34 de células progenitoras hematopoiéticas (Q64314). Ideal para pesquisa e diagnóstico de células-tronco de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	anticorpo monoclonal de coelho anti-CD34 de camundongo
Observações/alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	947
GeneID	12490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-287 do CD34 de camundongo (NP_598415.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso da proteína	35 kDa/41 kDa
Envio	Bolsa de gelo