

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd34 Para Citometria De Fluxo - Q64314

Número do item: CM0009441

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD34 de camundongo, conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o antígeno CD34 de células progenitoras hematopoiéticas, um marcador chave na pesquisa de células-tronco e hematopoiese. Adequado para amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD34 mAb
Observações/Apelido	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	947
ID do Gene	12490
Imunógeno	Proteína recombinante (aa 35-287 do CD34 de camundongo, NP_598415.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Saco com gelo