

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd352/Slamf6 Para Citometria De Fluxo - Q9Et39

Número do item: CM0009119

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD352/SLAMF6 de camundongo para citometria de fluxo. Adequado para estudar a modulação de células imunes, ativação de células NK e diferenciação de células T em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD352/SLAMF6 mAb
Observações/Apelido	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	114836
GeneID (Camundongo)	30925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-235 do CD352/SLAMF6 de camundongo (NP_001334115.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9ET39
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo