

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd366 (Tim-3) De Rato Para Citometria De Fluxo - Q8Vim0

Número do item: CM0010198



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra TIM-3 (CD366) de rato para citometria de fluxo. Específico para rato, sem reatividade cruzada. Adequado para estudar a regulação do ponto de verificação imunológica em células Th1, células T CD8+, células NK e macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD366 (TIM-3) de rato
Observações/Apelido	Tim3; TIM-3; Timd3
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	84868
GeneID	171285
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q8VIM0
Peso Proteico	22kDa/31kDa
Envio	Em saco de gelo