


Coelho Anti-Mouse Cd38 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P56528

Número do item: CM0005263



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD38 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar o papel do CD38 na sinalização, ativação e migração de linfócitos em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD38 mAb
Observações/Apelido	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	952
GeneID	12494
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-304 do CD38 de camundongo (NP_031672.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P56528
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Sacola com gelo