


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd38 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P56528

Número do item: CM0012570



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD38 de camundongo. Validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o CD38 de camundongo, uma glicoproteína transmembranar multifuncional envolvida na mobilização de cálcio, na transdução de sinais e na ativação de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD38 de Camundongo
Observações/Apelidos	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	952
GeneID	12494
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-304 do CD38 de camundongo (NP_031672.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P56528
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo