


Coelho Anti-Mouse Cd38 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P56528

Número do item: CM0007922



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mouse CD38 conjugado com para citometria de fluxo. Detecta o CD38, uma glicoproteína transmembrana multifuncional envolvida na mobilização de cálcio, ativação de linfócitos e sinalização mediada por receptores. Adequado para estudos de perfilagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD38 mAb
Observações/Apelido	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espécie	Mouse
GeneID (humano)	952
GeneID	12494
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-304 do CD38 de mouse (NP_031672.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P56528
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo