

Coelho Anti-Mouse Cd4 Mab Para Fc - P06332

Número do item: CM0005847

introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Mouse CD4 validado para citometria de fluxo. Reconhece o CD4 de camundongo (L3T4), um co-receptor de células T auxiliares. Adequado para imunofenotipagem e pesquisa de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD4 mAb
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	920
GeneID	12504
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo