

Coelho Anti-Mouse Cd4 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P06332

Número do item: CM0008495

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD4 de camundongo (L3T4, Ly-4). Validado para citometria de fluxo (FC) em amostras de camundongo. Adequado para análise de células T auxiliares e imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD4 mAb
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	12504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo