

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd4 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0009740

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD4 de camundongo conjugado para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo. Ideal para a identificação de células T auxiliares e estudos da resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD4 de Camundongo
Observações/Apelidos	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
GenelD (Humano)	920
GenelD (Camundongo)	12504
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo