

Abflo 488 Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd4 Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0005612

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD4 de camundongo, conjugado com ABflo 488, especificamente desenhado para citometria de fluxo. Reconhece o CD4 de camundongo (51 kDa), um marcador de células T auxiliares. Adequado para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene (Camundongo)	12504
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo