

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd40 De Camundongo Para Fc - P27512

Número do item: CM0006179

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD40 de camundongo para citometria de fluxo. CD40 é um receptor de CD40LG, envolvido na ativação de células B e macrófagos. Validado para amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD40 de Camundongo
Observações/Alíase	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	958
GeneID	21939
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-189 de CD40 de camundongo (NP_035741.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P27512
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo