

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd40 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P27512

Número do item: CM0011792

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD40 de camundongo conjugado com , validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD40 de camundongo (UniProt P27512), um membro da superfamília de receptores do TNF envolvido na ativação de células B e macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD40 de camundongo
Observações/Apelidos	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	958
ID do Gene	21939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-189 do CD40 de camundongo (NP_035741.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P27512
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Gelo em bolsa