


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd44 Para Citometria De Fluxo - P15379

Número do item: CM0012292



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD44 de camundongo (Ly-24/Pgp-1). Desenhado para citometria de fluxo, reconhece o antígeno nativo CD44 de camundongo. O CD44 desempenha papéis críticos na adesão celular, homing de linfócitos e metástase tumoral. Ideal para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD44 mAb
Observações/Apelido	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de camundongo (NP_033981.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo