

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd44 De Coelho Contra Camundongo () Para Citometria De Fluxo - P15379

Número do item: CM0011806



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o antígeno CD44 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor de hialuronato envolvido na homing de linfócitos, adesão celular e migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD44 de Coelho contra Camundongo
Observações/Alíase	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	960
ID do Gene (Camundongo)	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de camundongo (NP_033981.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso Proteico	85kDa
Transporte	Bolsa de gelo