

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd44 De Camundongo Para If/Icc, Fc - P15379

Número do item: CM0008848



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD44 de camundongo (Ly-24/Pgp-1/HERMES), validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar a adesão celular, a migração e o direcionamento de linfócitos em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD44 de Camundongo
Sinônimos	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	960
ID do Gene	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de camundongo (NP_033981.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso da Proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo