

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 De Camundongo - P06800

Número do item: CM0008979

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 de camundongo para citometria de fluxo. Específico para CD45 de camundongo, validado para FC, com pesos moleculares de 130/140/144 kDa. Ideal para identificação e pesquisa de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 de camundongo
Observações/Aliases	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID (Camundongo)	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da proteína	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envio	Bolsa de gelo