

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd45 Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0012038

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD45 de camundongo (antígeno comum de leucócitos). Desenvolvido para citometria de fluxo, reage especificamente com amostras de camundongo. Ideal para pesquisa de perfil de células imunes e ativação de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD45
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Bolsa de gelo