

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd45 Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0011125

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD45 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Reconhece isoformas que variam de 130 a 144 kDa. Ideal para perfilagem de células imunes e pesquisa de sinalização por tirosina fosfatase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD45
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 da CD45 de camundongo (NP_001104786.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Transporte	Bolsa de gelo