

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 De Camundongo Para If/Icc, Fc - P06800

Número do item: CM0008853

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD45 de camundongo (PTPRC). Validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ideal para identificação de leucócitos e estudos de ativação de células T em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD45 de camundongo
Observações/alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	5788
ID do gene	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 de CD45 de camundongo (NP_001104786.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da proteína	144 kDa
Envio	Bolsa de gelo