

Mab Coelho Anti-Mouse Cd45.1 - P06800

Número do item: CM0005600

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD45.1 de camundongo (P06800). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo permite a detecção sensível de populações de leucócitos em modelos murinos. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD45.1 mAb
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	19264
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 311-410 de CD45.1 de camundongo (NP_001104786.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Bolsa de gelo