

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd45.1 Para Cf - P06800

Número do item: CM0007728

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD45.1 de camundongo, validado para citometria de fluxo (CF). Ideal para imunofenotipagem, estudos de ativação de células T e distinção de alótipos de CD45 em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho Anti-Camundongo CD45.1
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envio	Saco de gelo