

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd45.1 Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0011834

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD45.1 de camundongo de coelho conjugado com de alta qualidade para citometria de fluxo, direcionado ao antígeno comum de leucócitos. Validado em amostras de camundongo, adequado para estudos de imunofenotipagem e ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD45.1 mAb
Observações/Alias	Ioc, B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	19264
Imunógeno	Peptídeo sintético, um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 311-410 do CD45.1 de camundongo (NP_001104786.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Bolsa de gelo