

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd47 De Camundongo Conjugado A Para Fc - Q61735

Número do item: CM0005370

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD47 (IAP) de camundongo para citometria de fluxo. Cobre o domínio extracelular (aa 19-135); adequado para estudos de imunologia, células-tronco e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD47 de camundongo
Observações/Apelido	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	961
GeneID	16423
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD47 de camundongo (NP_034711.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61735
Peso Proteico	33KDa/35KDa
Transporte	Saco de gelo