

Mab De Coelho Contra Cd47 De Rato Para Citometria De Fluxo - Q61735

Número do item: CM0009440

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta especificidade contra CD47 (IAP) de rato. Imunógeno recombinante (aa 19-135). Reage especificamente com o CD47 de rato. Desenvolvido para citometria de fluxo (CF) em pesquisas de imunologia e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
Observações/Apelido	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espécie	Rato
GeneID (humano)	961
GeneID	16423
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD47 de rato (NP_034711.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q61735
Peso da Proteína	33KDa/35KDa
Transporte	Saco de gelo