

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd47 De Camundongo Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - Q61735

Número do item: CM0008483

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD47 de camundongo (IAP) para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular (aa 19-135). Ideal para estudos de imunidade e adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD47 de camundongo
Observações/Apelido	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	961
ID do Gene	16423
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD47 de camundongo (NP_034711.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61735
Peso Molecular da Proteína	33KDa/35KDa
Transporte	Saco de gelo