

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd48 De Camundongo Para Fc - P18181

Número do item: CM0008000



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD48 de camundongo (SLAMF2/BCM1) para citometria de fluxo. Validado para reatividade em camundongo; peso da proteína-alvo de 27 kDa. Adequado para estudos de imunologia de células T e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD48 de Camundongo
Observações/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	962
GeneID	12506
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-216 do CD48 de camundongo (NP_031675.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18181
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo