

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd48 Para Fc - P18181

Número do item: CM0009563



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD48 de camundongo para citometria de fluxo (FC). Reage com CD48 de camundongo, um recetor da família SLAM ancorado por GPI que regula a sinalização de células T e células NK. Ideal para imunofenotipagem e estudos da função de células imunitárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD48 mAb
Observações/Pseudônimo	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	962
ID do Gene	12506
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-216 do CD48 de camundongo (NP_031675.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18181
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo