

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd48 Conjugado A Para Fc - P18181

Número do item: CM0010765



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD48 de camundongo (SLAMF2) para citometria de fluxo. Validado para detecção de CD48 em células imunes de camundongo; suporta pesquisa de sinalização em células T e NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD48
Observações/Apelido	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	962
GeneID	12506
Imunogênio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-216 do CD48 de camundongo (NP_031675.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18181
Peso Molecular da Proteína	27 kDa
Transporte	Saco de gelo