

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd48 Para Fc - P18181

Número do item: CM0011891



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD48 (SLAMF2) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo da ativação de células imunes e sinalização em células T e NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD48
Observações/Apelidos	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	962
GeneID	12506
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-216 do CD48 de camundongo (NP_031675.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18181
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Bolsa de gelo