

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd48 Para Fc - P18181

Número do item: CM0007875



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD48 de camundongo para citometria de fluxo (FC). Imunógeno: domínio extracelular do CD48 de camundongo recombinante (aa 23-216). CD48, um receptor da família SLAM ancorado por GPI, medeia a ativação de células imunes e a citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD48 mAb
Observações/Apelido	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	962
ID do Gene	12506
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-216 do CD48 de camundongo (NP_031675.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18181
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo