

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd48 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P18181

Número do item: CM0005034



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD48 de camundongo (SLAMF2). Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa em imunologia envolvendo estudos de ativação de células T e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-CD48 de camundongo
Observações/Alíase	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	962
GeneID	12506
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-216 do CD48 de camundongo (NP_031675.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18181
Peso Proteico	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo