

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd5 De Camundongo Para Fc - P13379

Número do item: CM0012316

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD5 de camundongo (Ly-1) para citometria de fluxo. Detecta CD5 de camundongo, um marcador de células T e células B1a. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD5 de Camundongo
Observações/Apelidos	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	921
ID do Gene	12507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 de camundongo (NP_031676.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13379
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo