

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd5 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P13379

Número do item: CM0009190

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra o CD5 de camundongo (Ly-1). Validado para citometria de fluxo, detecta um marcador de 54 kDa de células T e células B1a. Adequado para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD5 de camundongo
Observações/Apelidos	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	921
GeneID	12507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 de camundongo (NP_031676.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P13379
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo