

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Cd5 Para Citometria De Fluxo - P13379

Número do item: CM0010486

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD5 (Ly-1) de camundongo. Validado para citometria de fluxo, ideal para imunofenotipagem de células T e células B1a e pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato CD5
Observações/Apelido	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	921
ID do Gene	12507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 de camundongo (NP_031676.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13379
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo