

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd5 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P13379

Número do item: CM0009104

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD5 de camundongo validado para citometria de fluxo (FC) em amostras de camundongo. Tem como alvo a glicoproteína de superfície de células T CD5 (Ly-1). Ideal para pesquisas em imunologia sobre sinalização e homeostase de células T/B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD5 de camundongo
Observações/Al implementar	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	921
GeneID	12507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 de camundongo (NP_031676.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P13379
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo