

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd50/Icam-3 Para Fc - Q60625

Número do item: CM0009212

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD50/ICAM-3 (ICAM-5/Telencefalina) de camundongo para aplicações de citometria de fluxo. Validado em camundongo, este anticorpo de 97 kDa permite a detecção direta da molécula de adesão intercelular 5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD50/ICAM-3 mAb
Observações/Apelido	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7087
ID do Gene	15898
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-227 do CD50/ICAM-3 de camundongo (NP_032345.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60625
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo