

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd56/Ncam Para Fc - P13595

Número do item: CM0009630



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com reconhece especificamente o CD56/NCAM de camundongo, sendo uma ferramenta ideal para a análise por citometria de fluxo da expressão da molécula de adesão celular neural. Ele detecta múltiplas isoformas com pesos moleculares de 67, 80, 93 e 119 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD56/NCAM mAb
Observações/Apelido	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4684
GeneID	17967
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-711 do CD56 de camundongo (NP_001106675.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13595
Peso da Proteína	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
Envio	Saco de gelo