

Anticorpo Monoclonal Coelhinho Anti-Mouse Cd59A Para Fc - O55186

Número do item: CM0011951

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD59a de camundongo para citometria de fluxo. Detecta um inibidor do MAC ancorado em GPI de 14kDa; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de complemento e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhinho Anti-Mouse CD59a
Observações/Apelido	Cd59; MACIF; MAC-IP
Espécie	Camundongo
GeneID	12509 (camundongo)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-96 do CD59a de camundongo (NP_031678.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O55186
Peso Proteico	14kDa
Envio	Em saco de gelo