

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd6 Para Fc - Q61003

Número do item: CM0011111

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-camundongo CD6 conjugado com ABflo 647, validado para citometria de fluxo (FC) em amostras de camundongo. Tem como alvo o antígeno de diferenciação de células T CD6, envolvido na ativação de células T e na resposta imune. Adequado para uso em pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD6
Observações/Apelido	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	923
GeneID	12511
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-155 do CD6 de camundongo (NP_033982.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61003
Peso Proteico	64kDa/68kDa/72kDa
Envio	Saco de Gelo