

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd6 De Rato Conjugado A Para Citometria De Fluxo - Q61003

Número do item: CM0009984

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD6 de rato para citometria de fluxo. Imunogénio recombinante (aa 20-155). Útil para investigar a coestimulação de células T, a maturação da sinapse imunológica e o reconhecimento de padrões bacterianos. - Q61003

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD6 de Rato                                                                                                                              |
| Observações/Alias   | Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus |
| Espécie             | Rato                                                                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 923                                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 12511                                                                                                                                                                     |
| Imunogénio          | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-155 do CD6 de rato (NP_033982.3).                           |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                                    |
| Aplicação           | CF                                                                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Rato                                                                                                                                                                      |
| SWISS               | Q61003                                                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 64kDa/68kDa/72kDa                                                                                                                                                         |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                                                           |