

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd62L Para Citometria De Fluxo - P18337

Número do item: CM0012303

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD62L (L-selectina) de camundongo conjugado com . Validado para citometria de fluxo, adequado para estudar adesão de leucócitos e homing de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD62L
Observações/Apelido	Lnhrr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6402
ID do Gene	20343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 do CD62L de camundongo (NP_035476.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18337
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Em saco de gelo