

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Musgo Cd62L Para Citometria De Fluxo - P18337

Número do item: CM0008867

### introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-musgo CD62L (L-selectina) de alta qualidade, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de homeostase de linfócitos, adesão de leucócitos e tráfego de células imunes. Imunógeno recombinante; reconhece CD62L de musgo; alvo de 42 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Musgo CD62L mAb                                                    |
| Observações/Apelido | Lnhc; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina |
| Espécie             | Musgo                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 6402                                                                           |
| GeneID              | 20343                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                                                          |
| Origem              | Coelho                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                         |
| Aplicação           | FC                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Musgo                                                                          |
| SWISS               | P18337                                                                         |
| Peso da Proteína    | 42kDa                                                                          |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                   |