

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd66A/Ceacam1 Para Fc - P31809

Número do item: CM0004730



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD66a/CEACAM1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Facilita estudos de imunofenotipagem, pontos de controle imunológicos e interações hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD66a/CEACAM1 mAb
Observações/Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	634
GeneID	26365
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-428 de CD66a/CEACAM1a de camundongo (NP_001034274.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31809
Peso Proteico	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Transporte	Saco de gelo