

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd66A/Ceacam1 De Camundongo (Abflo 647) Para Citometria De Fluxo - P31809

Número do item: CM0010699



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD66a/CEACAM1 de camundongo, diretamente conjugado ao ABflo 647. Validado para citometria de fluxo em amostras de camundongo. Direcionado a um checkpoint imunológico e receptor viral, ideal para pesquisas em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	anticorpo monoclonal de coelho anti-CD66a/CEACAM1 de camundongo
Observações/Alia	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	634
GeneID (Camundongo)	26365
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-428 de CD66a/CEACAM1a de camundongo (NP_001034274.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31809
Peso da Proteína	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo