

Mab Coelho Anti-Cd68 De Camundongo Para If/Icc E Fc - P31996

Número do item: CM0012365

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD68 de camundongo (macrosialina) para aplicações IF/ICC e FC. Reconhece uma proteína de membrana lisossomal/endossomal expressa em macrófagos e células dendríticas. - P31996.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-CD68 de camundongo
Observações/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	968
GeneID	12514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-291 do CD68 de camundongo (NP_001277987.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31996
Peso Proteico	34KDa
Envio	Bolsa de gelo